

لوازم جانبی الکترومدیكال


Electro-medical Accessories



پد چسبی الکتروشوک

Defibrillator Pad

- انواع پدهای چسبی یکبار مصرف جهت کلیه دستگاه‌های الکتروشوک از قبیل: ZOLL, Medtronic (Lifepak), HP, Nihon Kohden, Schiller, Bexen, GE, Weinmann, Cardiac Science, Philips
- دارای کاربرد چند منظوره (Multi Function) جهت ECG، پیس میکر و ...
- در انواع مختلف بزرگسال، اطفال، ضد اشعه (Radio Transparent) و مدل Wire Out
- دارای تاییدیه FDA آمریکا و CE اروپا
- مطابق با استاندارد اجباری آمریکا جهت الکتروشوک (ANSI/AAMI DF80)



Connectors	Brands	Connectors	Brands	Connectors	Brands
	Philips Medical® Laerdal Medical® Agilent Philips Medical		CU Medical Systems, inc Cmos Drake Progetti		Schiller
	Zoll Medical Corp®		Metrax Primedic		Mediana
	Medtronic-Physiocontrol® Osatu Bexen Cardioline® Mindray		Nihon Kohden		Laerdal Medical®
	Agilent Laerdal Medical® Hewlett-Packard		GE® Esaote		Medtronic-Physiocontrol®
	Schiller Esaote		Nihon Kohden		GE®
	Nihon Kohden Welch Allyn® Innomed		Weinmann Cardiaid		Zoll Medical Corp® (M series, pacer version only)
	Schiller		Corpuls		Nihon Kohden Innomed
	CU Medical Systems, inc		Defibtech		Medtronic-Physiocontrol®

کابل بیمار

- انواع کابل‌های پزشکی جهت دستگاه‌های نوارقلب، تست ورزش، مانیتور علائم حیاتی و الکتروشوک
- در مدل‌های ۳ لید، ۵ لید و ۱۰ لید
- انواع لید وایرهای فیش موزی (banana)، دکمه‌ای (snap) و گیره‌ای (clamp)
- دارای تاییدیه CE اروپا



دستبند و پوآر نوارقلب

- ست ۴ عددی دستبند و ۶ عددی پوآر سینه‌ای
- جنس قطعات فلزی الکتروود از روکش نقره/کلرید نقره (Ag/AgCl)
- در سایزهای اطفال و بزرگسال
- هدایت سیگنال دریافتی با بالاترین کیفیت بدلیل وجود روکش نقره
- عدم زنگ زدگی و رسوب گرفتن صفحه الکتروود در تماس با ژل



پروب پالس اکسیمتر

SpO₂ Sensor

- ساخت کمپانی SOLARIS
- انواع پروب های پالس اکسیمتر جهت کلیه دستگاه های پالس اکسیمتر و مانیتور های قلبی
- در مدل های نوزاد (Y-Sensor)، اطفال (Pediatric)، بزرگسال (Adult) و سیلیکونی (Soft)
- طول کابل: ۰/۹ متر و ۳ متر
- ساخته شده با بهترین نوع کابل SpO₂ با روکش PU
- امکان ارائه انواع کابل های رابط
- دارای تاییدیه FDA آمریکا و CE اروپا



لوازم جانبی پروب Y سنسور

- باند کشی خودچسب
- گیره گوش در دو سایز اطفال و بزرگسال
- بند سیلیکونی

- ساخت کمپانی SOLARIS
- ساخته شده از نایلون با کیفیت بالا و آغشته به پلی اورتان
- دارای روکش بدون لاتکس آنتی باکتریال
- در سایز بندی متفاوت
- مطابق با استاندارد AAMI

کافهای دائمی با تیوب داخلی

- سایز نوزاد: ۱۵ - ۱۰ سانتیمتر
- سایز اطفال: ۲۱/۵ - ۱۴ سانتیمتر
- سایز بزرگسال (کوچک): ۲۸ - ۲۰/۵ سانتیمتر
- سایز بزرگسال (استاندارد): ۳۵ - ۲۷ سانتیمتر
- سایز بزرگسال (بلند): ۳۵ - ۲۷ سانتیمتر
- سایز بزرگسال (بزرگ): ۴۳ - ۳۴ سانتیمتر
- سایز بزرگسال (بلند و بزرگ): ۴۳ - ۳۴ سانتیمتر
- سایز ران پا: ۴۲ - ۵۴ سانتیمتر



کافهای دائمی با تیوب داخلی

کافهای دائمی بدون تیوب داخلی

- سایز نوزاد: ۱۵ - ۱۰ سانتیمتر
- سایز اطفال: ۲۱/۵ - ۱۴ سانتیمتر
- سایز بزرگسال (کوچک): ۲۸ - ۲۰/۵ سانتیمتر
- سایز بزرگسال (استاندارد): ۳۵ - ۲۷ سانتیمتر
- سایز بزرگسال (بلند): ۳۵ - ۲۷ سانتیمتر
- سایز بزرگسال (بزرگ): ۴۳ - ۳۴ سانتیمتر
- سایز بزرگسال (بلند و بزرگ): ۴۳ - ۳۴ سانتیمتر



کافهای دائمی بدون تیوب داخلی

کافهای یکبار مصرف نوزاد

- سایز نوزاد: ۵/۷ - ۳/۱ سانتیمتر
- سایز نوزاد: ۸ - ۴/۳ سانتیمتر
- سایز نوزاد: ۱۰/۹ - ۵/۸ سانتیمتر
- سایز نوزاد: ۱۳/۱ - ۷/۱ سانتیمتر



کافهای یکبار مصرف نوزاد



تهران . خیابان دکتر شریعتی . خیابان دستگردی (ظفر) . خیابان ناجی
کوچه فرزانه شرقی . پلاک ۱۴
کدپستی: ۱۹۱۸۷۶۳۸۱۳
۲۲۲۲۲۱۵۰ (۰۲۱) خط ویژه

• No.14, East Farzan Alley, Naji St., Dastgerdi St., Shariati St.,
Tehran / Iran
Postal Code: 1918763813
☎ +98 21 22222150 ☎ +98 21 22279153



Ver.95/01

www.ttpooyesh.com
info@ttpooyesh.com