

ساکشن متناوب

Intermittent Suction

PLS-1



- ۲ مد کاری پیوسته و متناوب
- مجهز به نسل جدید پمپ وکیوم
- جریان مکش ۱۵ لیتر در دقیقه



ویژگی‌های برتری

- + نسل جدید پمپ‌های وکیوم سیلندر بیستونی بدون روغن (Oil-Free)
- + قابلیت انتخاب و تنظیم کارکرد دستگاه در دو حالت متناوب و ثابت
- + یک عدد مخزن ۱ لیتری از جنس کربنات نشکن قابل اتوکلاو
- + مجهز به شناور قطع کن مکانیکی (Anti-Overflow)
- + مجهز به فلوکنترل بسیار دقیق جهت تنظیم میزان وکیوم
- + صفحه کلید از جنس پلی کربنات
- + شیر برقی جهت تخلیه فشار
- + یک سال گارانتی و ۱۰ سال خدمات پس از فروش
- + دارای پروانه ساخت مستقل از اداره کل تجهیزات پزشکی

ویژگی‌های فنی

حداکثر میزان وکیوم	۴۰۰ میلی‌متر جیوه
حداکثر جریان مکش	۱۵ لیتر در دقیقه
واحد نمایش فشار	bar / mmHg
زمان قابل تنظیم در حالت متناوب	۲ ثانیه الی ۹ دقیقه
استاندارد	ISO10079-1, IEC60601-1, IPX2, ISO13485
وزن	۲۹۰۰ گرم
ابعاد	(H) ۳۹x (W) ۲۰x (L) ۶۵mm



تهران، خیابان دکتر شریعتی، خیابان دستگردی (ظفر)، خیابان ناچی
کدپستی: ۱۹۱۸۷۶۳۸۱۱
۰۲۱ ۲۲۲۷۹۱۵۳

تهران، خیابان فرزان شرقی، پلاک ۱۴
۰۲۱ ۲۲۲۲۲۱۵۰

طراح تجهیز پویش مانا

محصولات اکسیژن تراپی و وکیوم

